

Bijsluiter
ALGI-COOL® blue gel

KOELENDE EN VERZACHTENDE GEL BIJ VERMOEIDE EN STIJVE SPIEREN EN GEWRICHTEN.

Wanneer gebruiken:

ALGI-COOL® blue gel is aangewezen voor het koelen en verzachten van vermoeide spieren en gewrichten (vb. na sportinspanningen).

Meer specifiek de spieren en gewrichten van:

- nek, schouder en rug
- elleboog, pols, knie, enkel en hiel
- armen en benen

ALGI-COOL® blue gel maakt en houdt de spieren en gewrichten soepel.

Gebruiksaanwijzing:

Meerdere malen per dag een kleine hoeveelheid gel aanbrengen en zachtjes inwrijven.

Aanbrengen voor en na sportbeoefening.

Na aanbrengen steeds de handen wassen.

Voorzorgen:

ALGI-COOL® blue gel mag niet gebruikt worden op open wonden.

Contact met de ogen, mond en slijmvliezen vermijden.

Niet gebruiken bij kinderen onder de 4 jaar.

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). Houdbaarheid na opening: 12 maanden.

Samenstelling:

Aqua, Alcohol, Menthol, Panthenol, Acrylamide / Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer, Menthyl lactate, Benzyl alcohol, Isohexadecane, Propylene glycol, Polysorbate 80, Disodium EDTA, Sorbitan oleate, Arnica Montana Flower Extract, Glucose, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Ci 42051.

Verpakking en aflevering:

Tube met 75 ml gel.

Verkrijgbaar in de apotheek.

Fabrikant en verdeler:

Qualiphar

www.qualiphar.be

Rijksweg 9, BE-2880 BORNEM

Notice

ALGI-COOL® blue gel

GEL RAFFRAICHISSANT ET APAISANT UTILISE EN CAS DE MUSCLES ET ARTICULATIONS FATIGUES ET COURBATURES.

Indications:

ALGI-COOL® blue gel est bon pour rafraîchir et apaiser les muscles et articulations fatigués (après un effort sportif par exemple).

Plus spécifiquement les muscles et articulations:

- de la nuque, des épaules et du dos
- des coudes, poignets, genoux, chevilles et talons
- des bras et des jambes.

ALGI-COOL® blue gel rend et maintient les muscles souples.

Mode d'emploi:

Appliquer une petite quantité de gel plusieurs fois par jour et masser doucement.

Appliquer avant et après l'effort.

Se laver les mains après utilisation.

Précautions particulières:

ALGI-COOL® blue gel ne doit pas être appliqué sur des plaies ouvertes.

Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses.

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 4 ans.

A conserver à température ambiante (15-25°C). Durée de conservation après ouverture: 12 mois.

Composition:

Aqua, Alcohol, Menthol, Panthenol, Acrylamide / Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer, Menthyl lactate, Benzyl alcohol, Isohexadecane, Propylene glycol, Polysorbate 80, Disodium EDTA, Sorbitan oleate, Arnica Montana Flower Extract, Glucose, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Ci 42051.

Présentation et délivrance:

Tube de 75 ml de gel.

Disponible en pharmacie.

Fabricant et distributeur:

Qualiphar

www.qualiphar.be

Rijksweg 9, BE-2880 BORNEM

Packungsbeilage
ALGI-COOL® blue gel

KÜHLENDES UND LINDERNDES GEL BEI MÜDEN UND STEIFEN MUSKELN UND GELENKEN.

Anwendungsbereich:

ALGI-COOL® blue gel ist zur Kühlung und Linderung von müden Muskeln und Gelenken (beispielsweise nach dem Sporttreiben) angezeigt.

Insbesondere die Muskeln und Gelenke von:

- Nacken, Schultern und Rücken
- Ellbogen, Händen, Knien, Knöcheln und Fersen
- Armen und Beinen

ALGI-COOL® blue gel macht und hält die Muskeln und Gelenke geschmeidig.

Gebrauchsanweisung:

Mehrere Male am Tag eine kleine Menge Gel auftragen und leicht einreiben.

Vor und nach dem Sporttreiben auftragen.

Nach dem Auftragen stets Hände waschen.

Vorsichtsmaßnahmen:

ALGI-COOL® blue gel darf nicht auf offene Wunden aufgetragen werden.

Kontakt mit Augen, Mund und Schleimhaut vermeiden.

Nicht bei Kindern unter 4 Jahren verwenden.

Aufbewahren bei Raumtemperatur (15-25°C). Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate.

Zusammensetzung:

Aqua, Alcohol, Menthol, Panthenol, Acrylamide / Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer, Menthyl lactate, Benzyl alcohol, Isohexadecane, Propylene glycol, Polysorbate 80, Disodium EDTA, Sorbitan oleate, Arnica Montana Flower Extract, Glucose, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Ci 42051.

Verpackung und Abgabe:

Tube mit 75 ml Gel.

Erhältlich in der Apotheke.

Hersteller und Vertreiber:

Qualiphar

www.qualiphar.be

Rijksweg 9, BE-2880 BORNEM

Patient information leaflet
ALGI-COOL® blue gel

COOLING AND EMOLLIENT GEL FOR USE IN CASE OF TIRED AND STIFF MUSCLES AND JOINTS

When to use:

ALGI-COOL® blue gel is suitable for the cooling and soothing of tired muscles and joints (e.g., following sports efforts).

More specifically the muscles and joints of:

- the neck, shoulders and back
- the elbows, wrists, knees, ankles and heels
- the arms and legs

ALGI-COOL® blue gel makes and keeps the muscles and joints supple.

Directions for use:

Apply a small amount of gel several times a day and rub in gently.

Apply before and after sporting activities.

Always wash your hands after use.

Precautions:

ALGI-COOL® blue gel must not be used on open wounds.

Avoid contact with the eyes, mouth and mucous membranes.

Do not use on children below the age of 4.

Store at room temperature (15-25°C). Shelf life after opening: 12 months.

Composition:

Aqua, Alcohol, Menthol, Panthenol, Acrylamide / Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer, Menthyl lactate, Benzyl alcohol, Isohexadecane, Propylene glycol, Polysorbate 80, Disodium EDTA, Sorbitan oleate, Arnica Montana Flower Extract, Glucose, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Ci 42051.

Packaging and availability:

Tube with 75 ml gel.

Available at the pharmacy.

Manufacturer and distributor:

Qualiphar

www.qualiphar.be

Rijksweg 9, BE-2880 BORNEM