

Bijsluiter
ALGI-COOL® blue gel

KOELENDE EN VERZACHTENDE GEL BIJ VERMOEIDE EN STIJVE SPIEREN EN GEWRICHTEN.

Wanneer gebruiken:

ALGI-COOL® blue gel is aangewezen voor het koelen en verzachten van vermoeide spieren en gewrichten (vb. na sportinspanningen).

Meer specifiek de spieren en gewrichten van:

- nek, schouder en rug
- elleboog, pols, knie, enkel en hiel
- armen en benen

ALGI-COOL® blue gel maakt en houdt de spieren en gewrichten soepel.

Gebruiksaanwijzing:

Meerdere malen per dag een kleine hoeveelheid gel aanbrengen en zachtjes inwrijven.

Aanbrengen voor en na sportbeoefening.

Na aanbrengen steeds de handen wassen.

Voorzorgen:

Kinderen vanaf 3 jaar.

ALGI-COOL® blue gel mag niet gebruikt worden op open wonden.

Contact met de ogen, mond en slijmvliezen vermijden.

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). Houdbaarheid na opening: 12 maanden.

Samenstelling:

Aqua, Alcohol, Menthol, Panthenol, Acrylamide / Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer, Menthyl lactate, Benzyl alcohol, Isohexadecane, Propylene glycol, Polysorbate 80, Disodium EDTA, Sorbitan oleate, Arnica Montana Flower Extract, Glucose, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, CI 42051.

Verpakking en aflevering:

Tube met 75 ml gel.

Verkrijgbaar in de apotheek.

Fabrikant en verdeler:

Qualiphar

www.qualiphar.be

Rijksweg 9, BE-2880 BORNEM

Notice

ALGI-COOL® blue gel

GEL RAFFRAICHISSANT ET APAISANT UTILISE EN CAS DE MUSCLES ET ARTICULATIONS FATIGUES ET COURBATURES.

Indications:

ALGI-COOL® blue gel est bon pour rafraîchir et apaiser les muscles et articulations fatigués (après un effort sportif par exemple).

Plus spécifiquement les muscles et articulations:

- de la nuque, des épaules et du dos
- des coudes, poignets, genoux, chevilles et talons
- des bras et des jambes.

ALGI-COOL® blue gel rend et maintient les muscles souples.

Mode d'emploi:

Appliquer une petite quantité de gel plusieurs fois par jour et masser doucement.

Appliquer avant et après l'effort.

Se laver les mains après utilisation.

Précautions particulières:

Enfants à partir de 3 ans.

ALGI-COOL® blue gel ne doit pas être appliqué sur des plaies ouvertes.

Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses.

A conserver à température ambiante (15-25°C). Durée de conservation après ouverture: 12 mois.

Composition:

Aqua, Alcohol, Menthol, Panthenol, Acrylamide / Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer, Menthyl lactate, Benzyl alcohol, Isohexadecane, Propylene glycol, Polysorbate 80, Disodium EDTA, Sorbitan oleate, Arnica Montana Flower Extract, Glucose, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, CI 42051.

Présentation et délivrance:

Tube de 75 ml de gel.

Disponible en pharmacie.

Fabricant et distributeur:

Qualiphar

www.qualiphar.be

Rijksweg 9, BE-2880 BORNEM

Packungsbeilage
ALGI-COOL® blue gel

KÜHLENDES UND LINDERNDES GEL BEI MÜDEN UND STEIFEN MUSKELN UND GELENKEN.

Anwendungsbereich:

ALGI-COOL® blue gel ist zur Kühlung und Linderung von müden Muskeln und Gelenken (beispielsweise nach dem Sporttreiben) angezeigt.

Insbesondere die Muskeln und Gelenke von:

- Nacken, Schultern und Rücken
- Ellbogen, Händen, Knien, Knöcheln und Fersen
- Armen und Beinen

ALGI-COOL® blue gel macht und hält die Muskeln und Gelenke geschmeidig.

Gebrauchsanweisung:

Mehrere Male am Tag eine kleine Menge Gel auftragen und leicht einreiben.

Vor und nach dem Sporttreiben auftragen.

Nach dem Auftragen stets Hände waschen.

Vorsichtsmaßnahmen:

Kinder ab 3 Jahren.

ALGI-COOL® blue gel darf nicht auf offene Wunden aufgetragen werden.

Kontakt mit Augen, Mund und Schleimhaut vermeiden.

Aufbewahren bei Raumtemperatur (15-25°C). Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate.

Zusammensetzung:

Aqua, Alcohol, Menthol, Panthenol, Acrylamide / Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer, Menthyl lactate, Benzyl alcohol, Isohexadecane, Propylene glycol, Polysorbate 80, Disodium EDTA, Sorbitan oleate, Arnica Montana Flower Extract, Glucose, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, CI 42051.

Verpackung und Abgabe:

Tube mit 75 ml Gel.

Erhältlich in der Apotheke.

Hersteller und Vertreiber:

Qualiphar

www.qualiphar.be

Rijksweg 9, BE-2880 BORNEM

Patient information leaflet
ALGI-COOL® blue gel

COOLING AND EMOLLIENT GEL FOR USE IN CASE OF TIRED AND STIFF MUSCLES AND JOINTS

When to use:

ALGI-COOL® blue gel is suitable for the cooling and soothing of tired muscles and joints (e.g., following sports efforts).

More specifically the muscles and joints of:

- the neck, shoulders and back
- the elbows, wrists, knees, ankles and heels
- the arms and legs

ALGI-COOL® blue gel makes and keeps the muscles and joints supple.

Directions for use:

Apply a small amount of gel several times a day and rub in gently.

Apply before and after sporting activities.

Always wash your hands after use.

Precautions:

Children from 3 years old.

ALGI-COOL® blue gel must not be used on open wounds.

Avoid contact with the eyes, mouth and mucous membranes.

Store at room temperature (15-25°C). Shelf life after opening: 12 months.

Composition:

Aqua, Alcohol, Menthol, Panthenol, Acrylamide / Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer, Menthyl lactate, Benzyl alcohol, Isohexadecane, Propylene glycol, Polysorbate 80, Disodium EDTA, Sorbitan oleate, Arnica Montana Flower Extract, Glucose, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, CI 42051.

Packaging and availability:

Tube with 75 ml gel.

Available at the pharmacy.

Manufacturer and distributor:

Qualiphar

www.qualiphar.be

Rijksweg 9, BE-2880 BORNEM